

MarkBase[®] スマートケース

取扱い説明書



用途 手術中に、術野でスマートフォンを使用する際に用いる。

スマートフォンのサイズを確認！

10月5日水曜日
12:30

こちらに、
スマートフォンを置いて
サイズを確認してください。

- ⚠️ スマートフォンの
カバーは外してください。
- ⚠️ こちらのサイズより
大きいスマートフォンには、
使用出来ません。



注意事項

- ☑️ スマートフォンのケースを外して使用してください。
- ☑️ 再利用はしないでください。
- ☑️ 使用期限を守って使用してください。
- ☑️ 用途以外の使用禁止。

販売元

製造販売元

ご注文はこちら



プライムメディカ株式会社

〒332-0012
埼玉県川口市本町 4-7-21 オーベル川口本町 3F
<http://www.prime-medica.jp/>

ネオメディカル株式会社



048-224-0280